

**OBZOR**  
na dosah...

### typ 02 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 136×81×25 mm (d×š×v)
- kazeta na lieky na celý týždeň
- k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
- každý deň je rozdelený na 3 časti  
RÁNO / OBED / VEČER
- každá časť týždňa sa otvára samostatne pomocou vysunutia šupátka

#### návod na použitie

Dávkovač držte vo vodorovnej polohe (popisky jednotlivých dní sú hore) a ťahom ruky vysuňte šupátko. Pri prvom otvorení je nutné použiť väčšiu silu, pri opakovanom otváraní už pôjde šupátko vysúvať ľahšie. Kazetu naplňte liekmi podľa predpisu alebo odporúčania a potom šupátko zasunite späť do jeho zaklapnutia.



### typ 03 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 200×100×25 mm (d×š×v)
- kazeta na lieky na celý týždeň
- každý deň je rozdelený na 3 farebne odlišené časti  
RÁNO / OBED / VEČER a môžete ho z kazety vybrať a používať samostatne ako denný dávkovač
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka

#### návod na použitie

Dávkovač držte vo vodorovnej polohe (popisky dní sú vľavo). Na denný zásobník zatlačte palcom zo strany od popiskov smerom doprava a vysuňte ho z kazety. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore (výrobok je z vysoko odolného plastu z dôvodu dlhšej životnosti, preto môže byť prvé otváranie viečka ťažšie). Zásobník naplňte liekmi, viečka zatvorte a potom zasunite do drážky na kazete a zasunite späť do kazety.



### typ 04 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 175×125×20 mm (d×š×v)
- kazeta na lieky na celý týždeň
- k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
- každý deň je rozdelený na 4 časti  
RÁNO / OBED / VEČER / NOC a môžete ho z kazety vybrať a používať samostatne ako denný dávkovač
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka

#### návod na použitie

Dávkovač držte tak, aby popisky jednotlivých dní boli na ľavej strane. Na spodnej strane kazety je u každého dňa otvor. Týmto otvorom zatlačte prstom na denný zásobník a vyberte ho z kazety. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore. Zásobník naplňte liekmi, viečka zatvorte a potom ho zatlačte späť do kazety, až do jeho zaklapnutia. Postup opakujte pre každý ďalší deň.



### typ 09 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 175×125×20 mm (d×š×v)
- kazeta na lieky na celý týždeň
- k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
- každý deň je rozdelený na 4 časti  
RÁNO / OBED / VEČER a môžete ho z kazety vybrať a používať samostatne ako denný dávkovač
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka

#### návod na použitie

Dávkovač držte tak, aby popisky jednotlivých dní boli na ľavej strane. Na spodnej strane kazety je u každého dňa otvor. Týmto otvorom zatlačte prstom na denný zásobník a vyberte ho z kazety. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore. Zásobník naplňte liekmi, viečka zatvorte a potom ho zatlačte späť do kazety, až do jeho zaklapnutia. Postup opakujte pre každý ďalší deň.



Vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu a schválené Štátnym zdravotným ústavom v Prahe. V prípade likvidácie postupujte prosím v súlade so zákonom o odpadoch.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, ani na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.



OBZOR, výrobné družstvo Zlín  
Na Slanici 378, 763 02 Zlín, Czech Republic  
tel.: +420 577 195 151, fax: +420 577 195 152  
e-mail: odbyt@obzor.cz

[www.obzor.cz](http://www.obzor.cz)

### typ 07 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 140×30×20 mm (d×š×v)
- dávkovač liekov na celý týždeň
- k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
- týždeň je rozdelený pomocou skratiek dní do 7 častí
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka, zatiaľ čo ostatné časti zostávajú dôkladne zatvorené
- možnosť jednofarebnej potlače (napr. firemným logom)
- vhodné pre reklamné účely ako pre jednotlivcov, tak i pre zdravotnícké a sociálne zariadenia, firmy alebo reklamné agentúry



#### návod na použitie

Dávkovač držte jednou rukou a prstami druhej ruky zatlačte na výstupok na viečku smerom hore. Prvé otváranie viečka môže byť ťažšie. Dávkovač naplňte liekmi a viečko zatvorte.

### typ 03 denný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 95×24×25 mm (d×š×v)
- dávkovač na lieky na 1 deň, ktorý je rozdelený na 3 farebne odlišené časti RÁNO / OBED / VEČER
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka, zatiaľ čo ostatné časti zostávajú dôkladne uzavreté

#### návod na použitie

Dávkovač chyťte do rúk. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore. Výrobok je z vysoko odolného plastu z dôvodu dlhšej životnosti, preto môže byť prvé otváranie viečka ťažšie. Pri ďalšom otvorení už bude manipulácia ľahšia. Dávkovač naplňte liekmi a viečko zatvorte.




### typ 04 a typ 09 denný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 110×22×20 mm (d×š×v)
- dávkovač na lieky na 1 deň dostupný v niekoľkých farebných prevedeniach
- deň je rozdelený pomocou symbolov na 4 alebo 3 časti RÁNO / OBED / VEČER / NOC
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka, zatiaľ čo ostatné časti zostávajú dôkladne zatvorené
- vhodné pre reklamné účely s možnosťou jednofarebnej potlače (napr. firemným logom)
- praktické viacúčelové použitie

#### návod na použitie

Dávkovač chyťte do rúk. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore. Dávkovač naplňte liekmi a viečko zatvorte.



### typ 05 kapesní dávkovač léků

- veľkosť dávkovača: ø 50 mm, výška 15 mm
- cestovná forma dávkovača na lieky vhodná ako prívěsok na kľúče
- k dispozícii v niekoľkých farebných kombináciach
- dávkovač je rozdelený na 2 časti
- možnosť jednofarebnej potlače (napr. firemným logom)
- vhodné pre reklamné účely ako pre jednotlivcov, tak pre zdravotnícké a sociálne zariadenia, firmy alebo reklamné agentúry
- praktické viacúčelové použitie

#### návod na použitie

Dávkovač držte prstami oboch rúk a pootočte proti sebe viečko a dno. Vložte lieky a dávkovač otočením zatvorte.



### viacúčelová dentálna dóza

- veľkosť dózy: ø 98 mm, výška 72 mm
- viacúčelová dentálna dóza určená na odkladanie a čistenie zubných protéz a detských zubných strojčekov
- dostupná v niekoľkých farebných kombináciach
- skladá sa z 3 častí – misky, ponorného sítka a viečka
- využiteľná v širokej škále ďalších odborov ako je zdravotníctvo, laboratória, kozmetika, kuchyne atď.

#### návod na použitie

Zubnú protézu (zubný strojček) očistíme kefkou, opláchneme a vložíme do dózy. Pri použití čistiacich tabliet vložíme výrobcom odporúčaný počet tabliet na dno dózy. Zubnú protézu (strojček), umiestnenú v ponornom sítke, vsunieme do dózy a zalejeme teplou vodou, až je úplne ponorená. Príklopíme viečkom a necháme pôsobiť. Pred použitím protézu (strojček) prepláchneme pod tečúcou vodou.



### výrobky pre reklamné účely

- kvalitné české výrobky pre všetky vekové kategórie
- originálny moderný dizajn
- vhodné ako pre jednotlivcov, tak i pre zdravotnícké a sociálne zariadenia, firmy alebo reklamné agentúry, fitness a organizátorov výstav, veľtrhov a seminárov
- možnosť jednofarebnej potlače (napr. logom Vašej spoločnosti)
- bez potlače možnosť odberu aj v malých množstvách
- krátka dodacia lehota
- praktické viacúčelové použitie

